

FRIGOEMOTECHE PER LA CONSERVAZIONE DI SANGUE

EMOBANK

MODELLI	EMOBANK									
	100/2	200/3	200/4	300/5	300/6	700/5	700/6	700/7	700/8	
DIMENSIONI										
Dim. Interne nette (LxPxH)	mm	480x500x450		480x500x815		480x500x1385		590x675x1500		
Dim. Esterne nette (LxPxH)	mm	600x615x850		600x615x1425		600x615x1995		740x815x1998		
Litri	l	108		196		332		584		
Peso netto	kg	85		100		115		170		
CARATTERISTICHE TECNICHE										
Range di temperatura	°C	0 - +15								
Tensione di alimentazione	V	230								
Livello di rumore	dB	55		55		55		38,5		
Corrente max. assorbita	A	2		2		2		1		
Dissipazione termica	kcal/h	170		215				180		
Gas refrigerante		R 290		R 290				R290		
STRUTTURA										
Finiture esterne		Lamiera preverniciata zinco-plastificata - colore grigio RAL 9006								
Materiale interno		Acciaio INOX AISI 304								
Isolamento	mm									
Scaffali/ripiani	Nr.	2	3	4	5	6	5	6	7	8
Carico massimo per ripiano	kg	30				40				
Capacità per cassetto/ripiano	Nr.	30 sacche (250ml), 16 sacche (450ml)				76 sacche (250ml), 44 sacche (450ml)				
Capacità max.	Nr.	60 sacche (250ml), 32 sacche (450ml)	90 sacche (250ml), 48 sacche (450ml)	120 sacche (250ml), 64 sacche (450ml)	150 sacche (250ml), 80 sacche (450ml)	180 sacche (250ml), 96 sacche (450ml)	380 sacche (250ml), 220 sacche (450ml)	456 sacche (250ml), 264 sacche (450ml)	532 sacche (250ml), 308 sacche (450ml)	608 sacche (250ml), 352 sacche (450ml)

MODELLI	EMOBANK					
	700/B	900/8	900/B	1500/12	1500/14	1500/B
DIMENSIONI						
Dim. Interne nette (LxPxH)	mm	590x675x1500		660x875x1510		1330x675x1500
Dim. Esterne nette (LxPxH)	mm	740x815x1998		810x1010x1998		1480x815x1998
Litri	l	584		812		1347
Peso netto	kg	170		175		230
CARATTERISTICHE TECNICHE						
Range di temperatura	°C	0 - +15				
Tensione di alimentazione	V	230				
Livello di rumore	dB	38,5		43,8		43,8
Corrente max. assorbita	A	1		1,3		1,2
Dissipazione termica	kcal/h	180		140		220
Gas refrigerante		R290				
STRUTTURA						
Finiture esterne		Lamiera preverniciata zinco-plastificata - colore grigio RAL 9006				
Materiale interno		Acciaio INOX AISI 304				
Isolamento	mm	75				
Scaffali/ripiani	Nr.	7	8	12	14	
Carico massimo per ripiano	kg	40				
Capacità per cassetto/ripiano	Nr.	76 sacche (250ml), 44 sacche (450ml)	90 sacche (250ml), 55 sacche (450ml)	76 sacche (250ml), 44 sacche (450ml)		
Capacità max.	Nr.	532 sacche (250ml), 308 sacche (450ml)	720 sacche (250ml), 440 sacche (450ml)	912 sacche (250ml), 528 sacche (450ml)	1064 sacche (250ml), 616 sacche (450ml)	