

CONGELATORI PER LA CONSERVAZIONE DI SANGUE E PLASMA

PLASMABANK - EMOPLASMABANK

| MODELLI | PLASMABANK | | EMOPLASMABANK | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|---|---|---|------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|
| | 700 | 900 | 300 | | 700 | | 1500 | | |
| DIMENSIONI | | | | | | | | | |
| Dim. Interne nette (LxPxH) | mm | 590x675x1500 | 660x875x1510 | 1° VANO 480x500x845 | 2° VANO 480x500x495 | 1° VANO 590x660x705 | 2° VANO 590x675x1500 | 1° VANO 590x675x1500 | 2° VANO 590x675x1500 |
| Dim. Esterne nette (LxPxH) | mm | 740x815x1998 | 810x1010x1998 | 600x635x1995 | | 740x815x1998 | | 1480x815x1998 | |
| Litri | l | 584 | 812 | 196 | 108 | 280 | 280 | 584 | 584 |
| Peso netto | Kg | 170 | | 120 | | 180 | | 230 | |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | | | | | | |
| Range di temperatura | °C | -30 ~ -10 | | 0 ~ +15 | -23 ~ -10 | 0 ~ +15 | -23 ~ -10 | 0 ~ +15 | -23 ~ -10 |
| Tensione di alimentazione | V | 230 | | 230 | | | | | |
| Livello di rumore | dB | <55 | <60 | 55 | | 45,5 | | 49,3 | |
| Corrente max. assorbita | A | 6 | 6,2 | 65 | | 3,3 | | 4,8 | |
| Dissipazione termica | kcal/h | 345 | 370 | 700 | | 360 | | 430 | |
| Gas refrigerante | | R290 | | R290 | | R290 | | | |
| STRUTTURA | | | | | | | | | |
| Finiture esterne | | Lamiera preverniciata zinco-plastificata - colore grigio RAL 9006 | | Lamiera preverniciata zinco-plastificata - colore grigio RAL 9006 | | | | | |
| Materiale interno | | Acciaio INOX AISI 304 | | Acciaio INOX AISI 304 | | | | | |
| Isolamento | mm | 75 | | 60 | | 75 | | | |
| Scaffali | N. | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| Carico massimo per ripiano | Kg | 40 | | 30 | | 40 | | | |
| Capacità per cassetto/ripiano | N. | 76 sacche (250ml), 44 sacche (450ml) | 95 sacche (250ml), 55 sacche (450ml) | 30 sacche (250ml), 16 sacche (450ml) | | 76 sacche (250ml), 44 sacche (450ml) | | | |
| Capacità max. | N. | 532 sacche (250ml), 308 sacche (450ml) | 855 sacche (250ml), 495 sacche (450ml) | 150 sacche (250ml), 80 sacche (450ml) | | 304 sacche (250ml), 176 sacche (450ml) | | 912 sacche (250ml), 528 sacche (450ml) | |