

ULTRACONGELATORI -80°C

NEXUS *green*

VERTICALI	
-80°C	
Modello	Codice
NEXUS green 340 V-3*	14722
NEXUS green 340 V-4*	14498
NEXUS green 530 V-3*	14273
NEXUS green 530 V-4*	14398
NEXUSslim green 810 V-4*	14397
NEXUSslim green 810 V-5*	14724

* Numero controportelli

MODELLI	NEXUS				NEXUSslim green	
	340 V3	340 V4	530 V3	530 V4	810 V4	810 V5
DIMENSIONI						
Dim. Int. (mm) (LxPxH)	450x530x1350		700x530x1350		906x601x1472	
Dim. Est. (mm) (LxPxH)	791x1026x1978		1040x1026x1978		1112x1014x1978	
Dim. Imballo (mm) (LxPxH)	810x1040x2120		1060x1040x2120		1170x1040x2120	
Volume (l)	322		500		801	
Peso (kg)	234		300		362	
Peso con imballo (kg)	260		329		392	
PRESTAZIONI TECNICHE						
Campo di temperatura (°C)	-40/-80					
Temperatura di esercizio (°C)	-80					
Dissipazione termica (Kcal/h)	520					
Tempo di discesa a set point *	3,4		6,6		7	
Tempo di risalita da -80°C a -50°C (h)*	3		1:20			
Rumorosità (dB (A))	<55					
Corrente Massima Assorbita (A)	6					
Potenza assorbita (kW)	1,2					
Voltaggio	230 V					
Frequenza	50/60 Hz					
Gas Refrigerante alto stadio	R290					
Gas Refrigerante basso stadio	R170 + R290					
CONDIZIONI DI UTILIZZO						
Temperatura (°C)	10 ~ 32					
Umidità relativa (%)	30 ~ 80					
STRUTTURA						
Esterno	Lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche - COLORE GRIGIO RAL 9006					
Interno	Acciaio inox AISI 304, finitura scotch brite					
Isolamento (mm)	140				70	
Controportelli (n.)	3	4	3	4	4	5
Ripiani (n.)	3 di cui 2 regolabili in altezza	4 di cui 3 regolabili in altezza	3 di cui 2 regolabili in altezza	4 di cui 3 regolabili in altezza	4 di cui 3 regolabili in altezza	5 di cui 4 regolabili in altezza
Max portata ripiano (kg)	40					
Dimensione ripiano	500x435		500x685		890x530	