

## FRIGOEMOTECHE PER LA CONSERVAZIONE DI SANGUE

# EMOBANK

MODELLI	EMOBANK									
	100/2	200/3	200/4	300/5	300/6	700/5	700/6	700/7	700/8	
<b>DIMENSIONI</b>										
Dim. Interne nette (LxPxH)	mm	480x500x450	480x500x815		480x500x1385		590x675x1500			
Dim. Esterne nette (LxPxH)	mm	600x615x850	600x615x1425		600x615x1995		740x815x1998			
Litri	l	95	176		303		600			
Peso netto	kg	85	100		115		170			
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>										
Range di temperatura	°C	0 - +15								
Tensione di alimentazione	V	230								
Livello di rumore	dB	<50								
Corrente max. assorbita	A	1,5	2				1			
Dissipazione termica	kcal/h	170	215				180			
Gas refrigerante		R 290		R 290		R 290				
<b>STRUTTURA</b>										
Finiture esterne		Lamiera preverniciata zinco-plastificata - colore grigio RAL 9006								
Materiale interno		Acciaio INOX AISI 304								
Isolamento	mm	75								
Scaffali/ripiani	Nr.	2	3	4	5	6	5	6	7	8
Carico massimo per ripiano	kg	30				40				
Capacità per cassetto/ripiano	Nr.	30 sacche (250ml), 16 sacche (450ml)					76 sacche (250ml), 44 sacche (450ml)			
Capacità max.	Nr.	80 sacche (250ml), 32 sacche (450ml)	90 sacche (250ml), 48 sacche (450ml)	120 sacche (250ml), 64 sacche (450ml)	150 sacche (250ml), 80 sacche (450ml)	180 sacche (250ml), 96 sacche (450ml)	380 sacche (250ml), 220 sacche (450ml)	456 sacche (250ml), 264 sacche (450ml)	532 sacche (250ml), 308 sacche (450ml)	608 sacche (250ml), 352 sacche (450ml)

MODELLI	EMOBANK						
	700/B	900/8	900/9	900/B	1500/12	1500/14	1500/B
<b>DIMENSIONI</b>							
Dim. Interne nette (LxPxH)	mm	590x675x1500	660x875x1510		1330x675x1500		
Dim. Esterne nette (LxPxH)	mm	740x815x1998	810x1010x1998		1480x815x1998		
Litri	l	600	870		1400		
Peso netto	kg	170	175		230		
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>							
Range di temperatura	°C	0 - +15					
Tensione di alimentazione	V	230					
Livello di rumore	dB	<50	<50		<50		
Corrente max. assorbita	A	1	1,3		1,2		
Dissipazione termica	kcal/h	180	140		220		
Gas refrigerante		R290					
<b>STRUTTURA</b>							
Finiture esterne		Lamiera preverniciata zinco-plastificata - colore grigio RAL 9006					
Materiale interno		Acciaio INOX AISI 304					
Isolamento	mm	75					
Scaffali/ripiani	Nr.	7	8	9	12	14	
Carico massimo per ripiano	kg	40					
Capacità per cassetto/ripiano	Nr.	76 sacche (250ml), 44 sacche (450ml)	80 sacche (250ml), 55 sacche (450ml)		76 sacche (250ml), 44 sacche (450ml)		
Capacità max.	Nr.	532 sacche (250ml), 308 sacche (450ml)	720 sacche (250ml), 440 sacche (450ml)	810 sacche (250ml), 495 sacche (450ml)	912 sacche (250ml), 528 sacche (450ml)	1064 sacche (250ml), 616 sacche (450ml)	