

# CONGELATORI ED ULTRACONGELATORI -40°C E -86°C

## NEXUS EVO DISPOSITIVI MEDICI

ORIZZONTALI			
-86°C		-40°C	
Modello	Codice	Modello	Codice
Nexus 110 H EVO MD	14430	Nexus 110 SH EVO MD	14421
Nexus 370 H EVO MD	14431	Nexus 370 SH EVO MD	14422
Nexus 550 H EVO MD	14432	Nexus 550 SH EVO MD	14423
VERTICALI			
-86°C		-40°C	
Modello	Codice	Modello	Codice
NEXUS 340 V-3* EVO MD	14434	NEXUS 518 SV* EVO MD	14417
NEXUS 340 V-4* EVO MD	14435	NEXUS 340 SV-3* EVO MD	14424
NEXUS 530 V-3* EVO MD	14436	NEXUS 340 SV-4* EVO MD	14425
NEXUS 530 V-4* EVO MD	14437	NEXUS 530 SV-3* EVO MD	14426
NEXUSSlim 810 V-4* EVO MD	14438	NEXUS 530 SV-4* EVO MD	14427
NEXUSSlim 810 V-5* EVO MD	14439	NEXUSSlim 810 SV-4* EVO MD	14428
		NEXUSSlim 810 SV-5* EVO MD	14429

\*Numero controportelli

MODELLI	ORIZZONTALI				VERTICALI			
	NEXUS EVO MD				NEXUS EVO MD			NEXUSSlim EVO MD
	110	370	550	340	518	530	810	
<b>DIMENSIONI</b>								
Dim. Est. (mm) (LxPxH)		730 x 990 x 1100	1780 x 920 x 1140	2320 x 920 x 1140	791 x 1026 x 1978	745 x 750 x 1965	1040 x 1026 x 1978	1112 x 1114 x 1978
Dim. Int. (mm) (LxPxH)		450 x 560 x 450	1050 x 520 x 670	1690 x 520 x 670	450 x 530 x 1350	605 x 550 x 1500	700 x 530 x 1350	906 x 601 x 1472
Litri (lt)		113	370	550	322	500	500	810
Peso (kg)		150 (SH) 180 (H)	234 (SH) 280 (H)	275 (SH) 312 (H)	214 (SV) 234 (V)	143	262 (SV) 300 (V)	312 (SV) 362 (V)
<b>PRESTAZIONI TECNICHE</b>								
Campo di Temperatura (°C)	H	V	(-40 ~ -86)					
	SH	SV	(-20 ~ -43)					
Temperatura di esercizio (°C)	H	V	-80					
	SH	SV	-40					
Rumorosità (db (A))			<55					
Corrente Massima Assorbita (A)	H	V	7			/	9	
	SH	SV	3,5			2	3,5	4
Voltaggio			220 V - 115 V (50 Hz o 60 Hz)					
Gas Refrigerante	H	V	MIX (R23+R290+R170) (per -86°C)					
	SH	SV	R452a (per -40°C)					
<b>STRUTTURA</b>								
Esterno	Verniciatura a polveri epossidiche							
Interno	Acciaio INOX AISI 304							
Isolamento (mm)			140 PU			70	140 (PU)	70 (VIP)
Controportelli (Nr)			1	4	4	3 o 4	/	3 o 4
Ripiani (Nr)			/	/	/	2 o 3	7	3 o 4
Cassetti (Nr)			/	/	/	max 9 (opzionale)	14	max 8 (opzionale)
Max portata ripiano (kg)			/	/	/	40	20	40
Max portata cassetto (kg)			/	/	/	40	20	40
0.tà sacche plasma 1000 ml (dimensioni 300x130) per ripiano			/	/	/	4	2	8
0.tà sacche plasma 450 ml (dimensioni 180x130) per ripiano			/	/	/	8	6	14
0.tà sacche plasma 1000 ml (dimensioni 300x130) tot			50	130	200	/	28	/
0.tà sacche plasma 450 ml (dimensioni 180x130) tot			100	260	400	/	84	/