

# CONGELATORI ED ULTRACONGELATORI -40°C E -86°C

## NEXUS

ORIZZONTALI			
-86°C		-40°C	
Modello	Codice	Modello	Codice
NEXUS 110 H	14082	NEXUS 110 SH	14149
NEXUS 370 H	14083	NEXUS 370 SH	14150
NEXUS 550 H	14084	NEXUS 550 SH	14151
VERTICALI			
-86°C		-40°C	
Modello	Codice	Modello	Codice
NEXUS 340 V-3*	14086	NEXUS 340 SV-3*	14153
NEXUS 340 V-4*	14088	NEXUS 340 SV-4*	14154
NEXUS 530 V-3*	14087	NEXUS 530 SV-3*	14155
NEXUS 530 V-4*	14089	NEXUS 530 SV-4*	14156
NEXUSSlim 810 V-4*	14092	NEXUSSlim 810 SV-4*	14159
NEXUSSlim 810 V-5*	14093	NEXUSSlim 810 SV-5*	14160

\* Numero controportelli

MODELLI	ORIZZONTALI			VERTICALI				
	NEXUS			NEXUS		NEXUSSlim		
	110	370	550	340	530	810		
<b>DIMENSIONI</b>								
Dim. Est. (mm) (LxPxH)			730 x 990 x 1100	1780 x 920 x 1140	2320 x 920 x 1140	791 x 1026 x 1978	1040 x 1026 x 1978	1112 x 1114 x 1978
Dim. Int. (mm) (LxPxH)			450 x 560 x 450	1050 x 520 x 670	1590 x 520 x 670	450 x 530 x 1350	700 x 530 x 1350	906 x 601 x 1472
Litri (lt)			113	370	550	322	500	801
Peso (kg)			150 (SH) 180 (H)	234 (SH) 260 (H)	275 (SH) 312 (H)	214 (SV) 234 (V)	262 (SV) 300 (V)	312 (SV) 362 (V)
<b>PRESTAZIONI TECNICHE</b>								
Campo di Temperatura (°C)	H	V	(- 40 ~ - 86)					
	SH	SV	(- 20 ~ - 43)					
Temperatura di esercizio (°C)	H	V	- 80					
	SH	SV	- 40					
Rumorosità (db (A))			< 52					
Corrente Massima Assorbita (A)	H	V	7	7	7	7	9	9
	SH	SV	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
Voltaggio			220 V - 115 V (50 Hz o 60 Hz)					
Gas Refrigerante	H	V	MIX (R23+R290+R170) (per -86°C)					
	SH	SV	R452a (per -40°C)					
<b>STRUTTURA</b>								
Esterno			Verniciatura a polveri epossidiche					
Interno			Acciaio INOX AISI 304					
Isolamento (mm)			140 (PU)				70 (VIP)	
Controportelli (nr)			1	4	4	3 o 4		4 o 5
Ripiani (nr)			/			2 o 3 regolabili in altezza		3 o 4 regolabili in altezza
Max portata ripiano (kg)			/			40		50