

CAMERE CLIMATICHE, TERMOSTATICHE E FITOLOGICHE

EKOCT - EKOCTL - EKOCH - EKOCHL

Modello	EKOCH				EKOCT	
	700	1500	900P	1500P	700	1500
Codice commerciale	12880	12881	13379	13383	12871	12873
Capacità nominale (l)	700	1500	900	1500	700	1500
Campo di temperatura (°C)	-10°C / +60°C		-20°C / +60°C		+10°C / +50°C	
Punto di rugiada (°C)	+5°C				/	
Campo di umidità relativa (%)	20/90				/	
Precisione di umidità (%)	-/+4				/	
Tensione di alimentazione (V)	230v(+6 / -10%) 50-60 Hz 1+T(G)					
Corrente massima assorbita (A)	11				8	9
Refrigerante	R134A		R452A		R134A	
Dimensioni esterne (mm)	740(L)x940(P)x2020(H)	1480(L)x940(P)x2020(H)	810(L)x1135(P)x2020(H)	1480(L)x940(P)x2020(H)	740(L)x815(P)x2020(H)	1480(L)x815(P)x2020(H)
Dimensioni interne (mm)	590(L)x600(P)x1500(H)	1330(L)x600(P)x1500(H)	660(L)x800(P)x1500(H)	1330(L)x600(P)x1500(H)	590(L)x600(P)x1500(H)	1330(L)x600(P)x1500(H)
Peso complessivo con imballo (Kg)	180	270	210	270	180	270
Rumorosità (dbA)	< 65					

Modello	EKOCHL			
	700	1500	900P	1500P
Codice commerciale	12884	12885	13413	13302
Capacità nominale (l)	700	1500	900	1500
Campo di temperatura (°C) con luci accese	+10°C / +50°C			
Campo di temperatura (°C) con luci spente	+10°C / +50°C		-10°C / +60°C	
Punto di rugiada (°C)	+5°C			
Campo di umidità relativa (%)	20/90			
Intensità luminosa (lux)	0 / 20.000			
Precisione di umidità (%)	+ 5			
Tensione di alimentazione (V)	230v(+6 / -10%) 50-60 Hz 1+T(G)			
Corrente massima assorbita (A)	20			
Refrigerante	R134A		R452A	
Dimensioni esterne (mm)	840(L)x940(P)x2100(H)	1580(L)x940(P)x2100(H)	910(L)x1135(P)x2100(H)	1580(L)x940(P)x2100(H)
Dimensioni interne (mm)	590(L)x600(P)x1500(H)	1330(L)x600(P)x1500(H)	660(L)x800(P)x1500(H)	1330(L)x600(P)x1500(H)
Peso complessivo con imballo (Kg)	190	280	220	280
Rumorosità (dbA)	< 65			

Modello	EKOCTL			
	700	1500	900P	1500P
Codice commerciale	12882	12883	13414	13300
Capacità nominale (l)	700	1500	900	1500
Campo di temperatura (°C) con luci accese	+10°C / +50°C			
Campo di temperatura (°C) con luci spente	+10°C / +50°C		-10°C / +60°C	
Intensità luminosa (lux)	0 / 20.000			
Tensione di alimentazione (V)	230v(+6 / -10%) 50-60 Hz 1+T(G)			
Corrente massima assorbita (A)	18			
Refrigerante	R134A		R452A	
Dimensioni esterne (mm)	840(L)x815(P)x2100(H)	1580(L)x815(P)x2100(H)	910(L)x1010(P)x2100(H)	1580(L)x815(P)x2100(H)
Dimensioni interne (mm)	590(L)x600(P)x1500(H)	1330(L)x600(P)x1500(H)	660(L)x800(P)x1500(H)	1330(L)x600(P)x1500(H)
Peso complessivo con imballo (Kg)	190	280	220	280
Rumorosità (dbA)	< 65			