

FRIGOEMOTECHE PER LA CONSERVAZIONE DI SANGUE

EMOBANK

| MODELLI | EMOBANK | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|---|---|--|--|--|---|---|---|---|--|
| | 100/2 | 200/3 | 200/4 | 300/5 | 300/6 | 700/5 | 700/6 | 700/7 | 700/8 | | |
| DIMENSIONI | | | | | | | | | | | |
| Dim. Interne (LxPxH) | mm | 480x500x450 | 480x500x815 | | 480x500x1385 | | 590x675x1500 | | | | |
| Dim. Esterne (LxPxH) | mm | 600x615x850 | 600x600x815 | 600x615x1425 | 600x615x1995 | | 740x815x1998 | | | | |
| Litri | l | 95 | 176 | | 303 | | 600 | | | | |
| Peso | kg | 85 | 100 | | 115 | | 170 | | | | |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | | | | | | | | |
| Range di temperatura | °C | 0 ~ +15 | | | | | | | | | |
| Tensione di alimentazione | V | 230 | | | | | | | | | |
| Livello di rumore | dB | <50 | | | | | | | | | |
| Corrente max. assorbita | A | 1,5 | 2 | | | | 4 | | | | |
| Dissipazione termica | W | 170 | 215 | | | | 180 | | | | |
| Gas refrigerante | | R 290 | | R 290 | | R290 | | | | | |
| STRUTTURA | | | | | | | | | | | |
| Finiture esterne | | Lamiera preverniciata zinco-plastificata - colore grigio RAL 9006 | | | | | | | | | |
| Materiale interno | | Acciaio INOX AISI 304 | | | | | | | | | |
| Isolamento | mm | 75 | | | | | | | | | |
| Scaffali/ripiani | N. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Carico massimo per ripiano | kg | 30 | | | | | 40 | | | | |
| Capacità per cassetto/ripiano | N. | 30 sacche (250ml), 16 sacche (450ml) | | | | | 76 sacche (250ml), 44 sacche (450ml) | | | | |
| Capacità max. | N. | 60 sacche (250ml), 32 sacche (450ml) | 90 sacche (250ml), 48 sacche (450ml) | 120 sacche (250ml), 64 sacche (450ml) | 150 sacche (250ml), 80 sacche (450ml) | 180 sacche (250ml), 96 sacche (450ml) | 380 sacche (250ml), 220 sacche (450ml) | 456 sacche (250ml), 284 sacche (450ml) | 532 sacche (250ml), 308 sacche (450ml) | 608 sacche (250ml), 352 sacche (450ml) | |

| MODELLI | EMOBANK | | | | | | |
|---------------------------------|---------|---|---|---|---|--|--------|
| | 700/8 | 900/8 | 900/9 | 900/8 | 1500/12 | 1500/14 | 1500/8 |
| DIMENSIONI | | | | | | | |
| Dim. Interne (LxPxH) | mm | 590x675x1500 | 660x875x1510 | | 1330x675x1500 | | |
| Dim. Esterne (LxPxH) | mm | 740x815x1998 | 810x1010x1998 | | 1480x815x1998 | | |
| Litri | l | 600 | 870 | | 1400 | | |
| Peso | kg | 170 | 180 | | 230 | | |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | | | | |
| Range di temperatura | °C | 0 ~ +15 | | | | | |
| Classe climatica | | I | | | | | |
| Tensione di alimentazione | V | 230 | | | | | |
| Livello di rumore | dB | <50 | <60 | | <50 | | |
| Corrente max. assorbita | A | 4 | | | 5 | | |
| Dissipazione termica | W | 180 | 140 | | 280 | | |
| Gas refrigerante | | R290 | | | | | |
| STRUTTURA | | | | | | | |
| Finiture esterne | | Lamiera preverniciata zinco-plastificata - colore grigio RAL 9006 | | | | | |
| Materiale interno | | Acciaio INOX AISI 304 | | | | | |
| Isolamento | mm | 75 | | | | | |
| Scaffali/ripiani | N. | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | |
| Carico massimo per ripiano | kg | 40 | | | | | |
| Capacità per cassetto/ripiano | N. | 76 sacche (250ml), 44 sacche (450ml) | 90 sacche (250ml), 55 sacche (450ml) | | 76 sacche (250ml), 44 sacche (450ml) | | |
| Capacità max. | N. | 532 sacche (250ml), 308 sacche (450ml) | 720 sacche (250ml), 440 sacche (450ml) | 810 sacche (250ml), 495 sacche (450ml) | 912 sacche (250ml), 528 sacche (450ml) | 1064 sacche (250ml), 616 sacche (450ml) | |