

FRIGOEMOTECHE PER LA CONSERVAZIONE DI SANGUE

EMOBANK

MODELLI	EMOBANK										
	100/2	200/3	200/4	300/5	300/6	700/5	700/6	700/7	700/8		
DIMENSIONI											
Dim. Interne (LxPxH)	mm	480x500x450		480x500x815		480x500x1385		590x675x1500			
Dim. Esterne (LxPxH)	mm	600x615x850		600x500x815		600x615x1425		600x615x1995		740x815x1998	
Litri	l	95		176		303		600			
Peso	kg	480x500x450		100		115		170			
CARATTERISTICHE TECNICHE											
Range di temperatura	°C	0 - +15									
Classe climatica		I									
Tensione di alimentazione	V	230									
Livello di rumore	dB	<50									
Corrente max. assorbita	A	1,5		2				4			
Dissipazione termica	cal/h	170		215				180			
Gas refrigerante		R 290		R 290				R290			
STRUTTURA											
Finiture esterne		Lamiera prevemiciata zinco-plastificata - colore grigio RAL 9006									
Materiale interno		Acciaio INOX AISI 304									
Isolamento	mm										
Scaffali	N.	2	3	4	5	6	5	6	7	8	
Carico massimo per ripiano	kg	30					40				
Capacità per cassetto/ripiano	N.	30 sacche (250ml), 16 sacche (450ml)					76 sacche (250ml), 44 sacche (450ml)				
Capacità max.	N.	60 sacche (250ml), 32 sacche (450ml)	90 sacche (250ml), 48 sacche (450ml)	120 sacche (250ml), 64 sacche (450ml)	150 sacche (250ml), 80 sacche (450ml)	180 sacche (250ml), 96 sacche (450ml)	380 sacche (250ml), 220 sacche (450ml)	456 sacche (250ml), 264 sacche (450ml)	532 sacche (250ml), 308 sacche (450ml)	608 sacche (250ml), 352 sacche (450ml)	

MODELLI	EMOBANK						
	700/B	900/8	900/9	900/B	1500/12	1500/14	1500/B
DIMENSIONI							
Dim. Interne (LxPxH)	mm	590x675x1500		660x875x1510		1330x675x1500	
Dim. Esterne (LxPxH)	mm	740x815x1998		810x1010x1998		1480x815x1998	
Litri	l	600		870		1400	
Peso	kg	170		180		230	
CARATTERISTICHE TECNICHE							
Range di temperatura	°C	0 - +15					
Classe climatica		I					
Tensione di alimentazione	V	230					
Livello di rumore	dB	<50		<60		<50	
Corrente max. assorbita	A	4		5			
Dissipazione termica	cal/h	180		140		260	
Gas refrigerante		R290					
STRUTTURA							
Finiture esterne		Lamiera prevemiciata zinco-plastificata - colore grigio RAL 9006					
Materiale interno		Acciaio INOX AISI 304					
Isolamento	mm	75					
Scaffali	N.	7	8	9	12	14	
Carico massimo per ripiano	kg	40					
Capacità per cassetto/ripiano	N.	76 sacche (250ml), 44 sacche (450ml)	90 sacche (250ml), 55 sacche (450ml)		76 sacche (250ml), 44 sacche (450ml)		
Capacità max.	N.	532 sacche (250ml), 308 sacche (450ml)	720 sacche (250ml), 440 sacche (450ml)	810 sacche (250ml), 495 sacche (450ml)	912 sacche (250ml), 528 sacche (450ml)	1064 sacche (250ml), 616 sacche (450ml)	