

CONGELATORI ED ULTRACONGELATORI -40°C E -86°C

NEXUS EVO DISPOSITIVI MEDICI

ORIZZONTALI			
-86°C		-40°C	
Modello	Codice	Modello	Codice
Nexus 110 H EVO MD	14430	Nexus 110 SH EVO MD	14421
Nexus 370 H EVO MD	14431	Nexus 370 SH EVO MD	14422
Nexus 550 H EVO MD	14432	Nexus 550 SH EVO MD	14423
VERTICALI			
-86°C		-40°C	
Modello	Codice	Modello	Codice
NEXUS 340 V-3* EVO MD	14434	NEXUS 518 SV* EVO MD	14417
NEXUS 340 V-4* EVO MD	14435	NEXUS 340 SV-3* EVO MD	14424
NEXUS 530 V-3* EVO MD	14436	NEXUS 340 SV-4* EVO MD	14425
NEXUS 530 V-4* EVO MD	14437	NEXUS 530 SV-3* EVO MD	14426
NEXUSSlim 810 V-4* EVO MD	14438	NEXUS 530 SV-4* EVO MD	14427
NEXUSSlim 810 V-5* EVO MD	14439	NEXUSSlim 810 SV-4* EVO MD	14428
		NEXUSSlim 810 SV-5* EVO MD	14429

*Numero controportelli

MODELLI	ORIZZONTALI				VERTICALI		
	NEXUS EVO MD			NEXUS EVO MD		NEXUSSlim EVO MD	
	110	370	550	340	518	530	810
DIMENSIONI							
Dim. Est. (mm) (LxPxH)	730 x 990 x 1100	1780 x 920 x 1140	2320 x 920 x 1140	791 x 1026 x 1976	745 x 750 x 1965	1040 x 1028 x 1978	1112 x 960 x 1978
Dim. Int. (mm) (LxPxH)	450 x 560 x 450	1050 x 520 x 670	1590 x 520 x 670	450 x 530 x 1350	605 x 550 x 1500	700 x 530 x 1350	906 x 609 x 1472
Litri (lt)	113	370	550	340	500	500	810
Peso (kg)	150 (SH) 180 (H)	234 (SH) 260 (H)	275 (SH) 312 (H)	242 (SV) 260 (V)	143	292 (SV) 300 (V)	312 (SV) 362 (V)
PRESTAZIONI TECNICHE							
Campo di Temperatura (°C)	H	V	(- 40 ~ - 86)				
	SH	SV	(- 20 ~ - 43)				
Temperatura di esercizio (°C)	H	V	- 80				
	SH	SV	- 40				
Rumorosità (db (A))	< 55						
Corrente Massima Assorbita (A)	H	V	7		/	9	
	SH	SV	3,5		2	3,5	4
Voltaggio	220 V – 115 V (50 Hz o 60 Hz)						
Gas Refrigerante	H	V	MIX (R23+R290+R170) (per -86°C)				
	SH	SV	R452a (per -40°C)				
STRUTTURA							
Esterno	Verniciatura a polveri epossidiche						
Interno	Acciaio INOX AISI 304						
Isolamento (mm)	140 PU				70	140 (PU)	70 (VIP)
Controportelli (N.)	1	4	4	3 o 4	/	3 o 4	4 o 5
Ripiani (N.)	/	/	/	2 o 3	7	3 o 4	4 o 5
Cassetti (N.)	/	/	/	max 9 (opzionale)	14	max 8 (opzionale)	max 12 (opzionale)
Max portata ripiano (kg)	/	/	/	40	20	40	50
Max portata cassetto (kg)	/	/	/	40	20	40	50
Q.tà sacche plasma 1000 ml (dimensioni 300x130) per ripiano	/	/	/	4	2	8	12
Q.tà sacche plasma 450 ml (dimensioni 180x130) per ripiano	/	/	/				
Q.tà sacche plasma 1000 ml (dimensioni 300x130) tot	50	130	200	/	28	/	/
Q.tà sacche plasma 450 ml (dimensioni 180x130) tot	100	260	400	/	84	/	/