

CONGELATORI PER LA CONSERVAZIONE DI SANGUE E PLASMA

PLASMABANK - EMOPLASMABANK

MODELLI	PLASMABANK		EMOPLASMABANK							
	700 LT	900 LT	300		700		1500			
DIMENSIONI										
Dim. Interne (LxPxH)	mm	590x675x1500	660x875x1510		1°VANO	2°VANO	1°VANO	2°VANO	1°VANO	2°VANO
Dim. Esterne (LxPxH)	mm	740x815x1998	810x1010x1998		480x500x845	480x500x495	590x675x675		590x675x675	
Litri	l	600	870		600x635x1995		740x815x1998		148x815x1998	
Peso	kg	170	180		184	108	300	300	600	600
CARATTERISTICHE TECNICHE										
Range di temperatura	°C	-30 ~ -10		0 ~ +15	-23 ~ -10	0 ~ +15	-23 ~ -10	0 ~ +15	-23 ~ -10	
Classe climatica		I		I						
Tensione di alimentazione	V	230		230						
Livello di rumore	dB	< 55		< 50	< 60					
Corrente max. assorbita	A	6		6	7		8			
Dissipazione termica	kcal/h	345	370	700	370		430			
Gas refrigerante		R452A		R290		R290				
STRUTTURA										
Finiture esterne		Lamiera preverniciata zinco-plasticata – colore grigio RAL 9006		Lamiera preverniciata zinco-plasticata – colore grigio RAL 9006						
Materiale interno		Acciaio INOX AISI 304		Acciaio INOX AISI 304						
Isolamento	mm	75		60	75					
Scaffali	N.	7	9	3	2	2	2	5	7	
Carico massimo per ripiano	kg	40		30		40				
Capacità per cassetto/ripiano	N.	44 sacche (450ml)	55 sacche (450ml)	30 sacche (250ml), 16 sacche (450ml)		76 sacche (250ml), 44 sacche (450ml)				
Capacità max.	N.	308 sacche (450ml)	495 sacche (450ml)	150 sacche (250ml), 80 sacche (450ml)		304 sacche (250ml), 176 sacche (450ml)		912 sacche (250ml), 528 sacche (450ml)		