

CONGELATORI RAPIDI PER PLASMA

PLASMAFROST ITEM

Modello	PlasmaFrost ITeM 3	PlasmaFrost ITeM 4
Ripiani interni (n.)	3	4
Capacità sacche (n. da 450 ml)	24	40
Temperatura d'esercizio (°C)	-75	-75
Tensione di alimentazione (V)	230V (+6/-10%) 50 Hz/1+N+T(G)	400V (+6/-10%) 50 Hz/3+N+T(G)
Corrente massima assorbita (A)	12	12
Dimensioni esterne (mm) (LxPxH)	1300x1490x1830	1300x1490x1830
Peso (kg)	660	690
Rumorosità (dBA)	62	62